






Caratteristiche tecniche

- Telaio in alluminio.
- Tela schienale regolabile ed imbottita.
- Schienale regolabile in altezza.
- Ruote grandi da 24", 25" ad estrazione rapida.
- Ruotine anteriori diam. 72 mm.
- Antiribaltamento doppio.



Paracolpi ruote grandi




Scheda d'ordine

- Lunghezza telaio : **A** ☐ 65 cm ☐ 70 cm ☐ cm
- Larghezza sedile : **L** ☐ 36 cm ☐ 38 cm ☐ 40 cm ☐ 42 cm
- Profondità sedile : **P** ☐ 36 cm ☐ 38 cm ☐ 40 cm
- H ant. carrozzina: **B** ☐ 48 cm ☐ 46 cm ☐ 44 cm ☐ 42 cm ☐ cm
- H post. carrozzina: **C** ☐ 25 cm ☐ 30 cm ☐ 32 cm ☐ 34 cm ☐ 36 cm
- Altezza schienale : **H** cm
- Ruote grandi: ☐ 24" ☐ 25"
- Campanatura ruote: ☐ 16° ☐ 18°
- Copertura: ☐ Tufo (def.) ☐ IRC rossa
- Corrimano difesa: incluso
- Copriraggio difesa: ☐ interno ☐ a filo con il corrimano
- Sedile: ☐ in tela fissa ☐ in tela tensionabile
- Colore tele: ☐ nero ☐ bluette ☐ rosso
- Colore telaio: alluminio nat.(def.)
- Distanza sedile/ped.: **R** cm ☐ fissa ☐ regolabile
- Tipo pedana: ☐ aperta ☐ chiusa
- Profondità pedana: **T** cm
- Distanza fra centro mozzo e posteriore schienale: **D** cm
- Distanza asola su salva-abiti dal tubo schienale: **G** cm

Optional

- ☐ Paracolpi su ruote grandi
- ☐ Ruote Spinergy SLX dacol. raggi.....
- ☐ Fascia 45° Pelvi.Loc ☐ Fascia gambe Pelvi.Loc
- ☐ Cuscino in poliuretano (dens.75Shore) foderato, altezza: ☐ 3 cm ☐ 7 cm ☐ 5 cm ☐ 10 cm
- ☐ Cinghia cosce lunghezza cm ☐ fibbia H8cm ☐ fibbia H10cm
- ☐ Cinghia pettorale lunghezza cm
- ☐ Ruota completa (extra).....



OFFCARR

carrozze ortopediche e sportive

via dell'Artigianato II, 29
35010, Villa del Conte (PD), ITALIA
T +39 049 9325733 // F +39 0499325734
commerciale@offcarr.com // offcarr.com

Data: _____

Numero d'ordine: _____

Rif. Utente: _____

Note: _____