



Caratteristiche tecniche

- Telaio in alluminio
- Schienale fisso
- Spondine intercambiabili.
- Ruote posteriori 24" , 25" o 26" con corrimano in alluminio e coperture pneumatiche
- Maniglione regolabile in altezza



La configurazione mostrata è per uno schermidore destro



OFFCARR

carrozine ortopediche e sportive

via dell'Artigianato II, 29
35010, Villa del Conte (PD), ITALIA
T +39 049 9325733 // F +39 0499325734
commerciale@offcarr.com // offcarr.com


Data: _____
Ordine N°: _____
Rif. Utente: _____
Note: _____

Scheda d'ordine

o ZOD-SC

Note e Opzioni:

-Schermidore:	☐ Destro	☐ Sinistro
-Larghezza sedile:	(L) ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50 cm Max 6 cm oltre la larghezza bacino dello schermidore	
-Profondità sedile:	(P) ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 cm	
-Sedile:	☐ rigido (sedile saldato) ☐ con rivestimento	
-Altezza schienale:	(HSR) ☐ 15 ☐ 20 ☐ 25 ☐ 27 ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 cm HSR può essere = HSL Altezza Min. HSR/HSL: 15 cm sopra il cuscino	
-Altezza schienale:	(HSL) ☐ 15 ☐ 20 ☐ 25 ☐ 27 ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 cm ☐ Rivestimento nero (default) ☐ Rivestimento nylon col..... ☐ Logo/Nome su schienale.....	
-Altezza sedile anteriore:	(HA) ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50 ☐ 52 ☐ 53 cm Max HA: 53 cm	
-Altezza sedile posteriore:	(HP) ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50 ☐ 52 ☐ 53 cm Max HP: 53 cm	
-Distanza sedile/pedana:	(DP) ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ☐ 47 ☐ 49 cm ☐ Protezioni anteriori imbottite	
-Profond.pedana chiusa:	(T) ☐ 15 ☐ 20 ☐ cm ☐ Cinturino unico fermapièdi ☐ Pelvi.Loc piedi Dx + Sx	
-Altezza spondina del braccio armato:	(FAH) ☐ 8 ☐ cm Max FAH è 2 cm sotto l'altezza del cuscino. Senza cuscino non è permessa nessuna spondina.	
-altezza spondina del braccio non armato:	(NFAH) ☐ 21 ☐ cm Min NFAH 10 cm sopra il sedile/cuscino	
-Distanza mozzo / schienale:	☐ 7 ☐ 9 ☐ 11 ☐ cm	
-Ruote posteriori:	☐ 24" ☐ 25" ☐ 26" - Ruote posteriori Spinerigy SLX col. raggi: ☐ 24" ☐ 25" ☐ 26" con coperture HP lisce 24" o HP tassellate 25"/26" e corrimano alluminio chiaro 24" o scuro 25"/26" Campanatura ruote posteriori: ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°	
-Larghezza maniglione:	(MP) ☐ 12 ☐ 20 ☐ cm -Ruotine anteriori: ☐ 100 mm piena ☐ 125 mm piena	
-Colore telaio:	☐ nero opaco ☐ grigio met. ☐ blu met. ☐ rosso perlato ☐ (vedi catalogo Colori)	



OFFCARR

carrozine ortopediche e sportive

via dell'Artigianato II, 29
35010, Villa del Conte (PD), ITALIA
T +39 049 9325733 // F +39 0499325734
commerciale@offcarr.com // offcarr.com

Data:

Ordine N°:

Rif. Utente:

Note: