


Tennis

Scheda d'ordine

Top Spin1



Caratteristiche tecniche

- Telaio in alluminio.
 - Rivestimento schienale imbottito in nylon tensionabile.
 - Schienale regolabile in altezza.
 - Schienale abbattibile (solo per altezze superiori a 30cm).
 - Sedile regolabile in più posizioni:
 - inclinazione
 - altezze
 - baricentro variabile.
 - Ruote posteriori da 24", 25", 26" e 28" con corrimano in alluminio e alberino ad estrazione rapida.
 - Ruotine anteriori dia 80 mm
 - Ruotine posteriori reg. in H dia 80 mm
 - Pedane regolabili in H e profondità
 - Campanatura ruote posteriori: 18°, 20°, 22° o a scelta.
- Peso:
- Topspin1 Kg 10.6

Lunghezza telaio: **(A)** ☐ 58 cm ☐ 64 cm
 Larghezza seduta: **(L)**cm ☐ 36 cm ☐ 38 cm ☐ 40 cm ☐ 42 cm
 Profondità seduta: **(P)**cm ☐ 38 cm ☐ 40 cm ☐ 42 cm
 Altezza sedile anteriore della carrozzina:cm

(B) da 34 cm a 54 cm: cm

Altezza sedile posteriore della carrozzina:

(C) da 30 cm a 54 cm: cm

Altezza schienale: **(HS)**cmAngolo schienale: **(IS)** ☐ 89° ☒ **90°** ☐ 91° ☐ 92°

Distanza centro mozzo - schienale

da 8 cm a 21cm: **(E)**cmDistanza sedile - pedana: **(DP)**cm

Tipo pedana: ☐ aperta ☐ chiusa ☐ semi-chiusa

Larghezza pedana: **(LF)**..... cm per piede

Profondità pedana: **(PF)**.....cm (STD 20 cm) per piede

Distanza anteriore pedana (da terra): **(Z)**cmDistanza posteriore pedana(da terra): **(G)**cmDistanza tra centro mozzo e centro pedana: **(Q)**cm

Colore rivestimento: ☐nero ☐bluette ☐rosso

Colore telaio: ☐ rosso perl. ☐ nero opaco ☐ blu met.

Ruote posteriori da 36 raggi : ☐ 24" ☐ 25" ☐ 26" ☐ 28"
(con corrimano in alluminio scuro e coperture Alta Pressione lisce)

Distanza tra cerchio ruota e corrimano: **(N)**.....cm



Distanza tra copertura e spondina: **(M)**.....cm (STD 2,5 cm)

Campanatura ruota: ☐ ☐ 18° ☒ 20° ☐ 22°

Antiribaltamento: ☐ singolo

Opzioni

- ☐ Colore telaio
 - ☐ Colore telaio fluo
 - ☐ Colore speciale telaio RAL
 - ☐ Scritte & dis.tennis giallo fluo sulle tele
 - ☐ Scritte & dis.tennis grigio catarif. sulle tele
 - ☐ Ruote Sport Spinergy colore raggi
 - ☐ Coperture IRC rosse
 - ☐ Corrimano gommati
 - ☐ Corrimano in titanio
 - ☐ Corrimano acciaio elettro-lucidato
 - ☐ Cuscino in PU (dens.75Shore) foderato, altezza 3 cm
 - ☐ Cuscino in PU (dens.75Shore) foderato, altezza 5 cm
 - ☐ Fascia gambe lung..... cm, H8cm
 - ☐ Fascia coscia/ginocchio Pelvi.Loc
 - ☐ Cinturino fermapiede dx
 - ☐ Cinturino fermapiede sx
 - ☐ Fascia gambe Pelvi.Loc
 - ☐ Fascia 45° Pelvi.Loc
 - ☐ Tasca portapalline
 - ☐ Maniglia di presa SX
 - ☐ Maniglia di presa DX
-
- Technical drawing of a wheelchair showing dimensions 359,87 and 46,02.



OFFCARR

carrozze ortopediche e sportive

via dell'Artigianato II, 29

35010, Villa del Conte (PD), ITALIA

T +39 049 9325733 // F +39 0499325734

commercial@offcarr.com // offcarr.com

Data:

Ordine Nr:

Rif. cliente:

Note: