


Data..... Rif. cliente.....
☐ Preventivo Firma
☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....

Legenda

☐ standard (default)**scelta necessaria**

Oopzione


scelta facoltativa

☐ ALLUMINIO☐ TITANIO

Ø Dimensione ruote ☐ 22" ☐ 24" ☐ 25" ☐ 26" ☐ 28" (tipo.....)

L Larghezza sedutacm

da esterno tubo a esterno tubo
passo 1 cm




1. Colore

Colore rivestimento ☐ Nero ☐ Bluette ☐ Rosso ☐ Logo.....

Colore telaio ☐ Titanio Naturale (solo titanio) ☐ Nero Opaco ☐ Grigio Metallizzato
☐ Colore (vedi catalogo colori)


2. Sedile

☐ Standard

P Profondità sedutacm

F3 Profondità (standard +9cm)cm

PE Prof. ERGO (stand. 13,5 cm)cm

☐ Ergo

SEDUTA

☐ Tela sedile standard (tela avvitata)☐ Tela sedile Tensionabile☐ Sedile rigido saldato☐ Sedile rigido avvitato

3. Telaio

come punto di partenza sulle misure si consideri
un assetto comune con P40, A60 e COG18

A Lunghezza Telaiocm

HA Altezza anteriorecm

dal sedile a terra
passo 1 cm

HP Altezza posteriorecm

dal sedile a terra
passo 1 cm


COG Sbilanciamento (Centre Of Gravity)cm

dal centro del
mozzo all'interno
tubo schienale

Campanatura ruote posteriori ☐ 16° ☐ 18° ☐ 20°


IA Interasse ruote anterioricm

misura std 34cm
largh. pedana
+12 cm



Data..... Rif. cliente.....
☐ Preventivo Firma
☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....


4. Telaio anteriore

☐ Parallelo

F

Larghezza anteriore


.....cm

☐ Y

P1

Profondità diritta


.....cm

☐ V

misurata all'interno dei tubi
con F=L-50 mm
l'anteriore è dritto

simile ad F3, ma da considerare
solo la parte dei tubi che si vuole
mantenere diritta, incluso il sedile

5. Schienale

☐ Fisso


H

Altezza schienale

.....cm

☐ Regolabile

possibile con almeno 7 cm
fra fine spondina e fine schienale




a

Angolo schienale

.....°

6. Spondine

☐ Standard

S

Lunghezza Spondina

.....cm

HS

Altezza spondine dalla copertura

.....cm

G


Distanza spondina-inizio copertura

.....cm



☐ Rotonde

☐ Su misura



predisposizione per chinghia.....



7. Arco anteriore




☐ Standard☐ Sagomato

8. Antiribaltamento

☐ Standard☐ Nascosto

Data..... Rif. cliente.....
☐ Preventivo Firma
☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....

9. Pedana

☐ Regolabile (in inclinazione, posizione e distanza dal sedile)☐ Saldata☐ Aperta☐ Chiusa☐ Semiaperta

W Larghezza ☐ 22 ☐ 25

.....cm

T Profondità ☐ 20 ☐ 25 ☐ 30

.....cm

DP Distanza Sedile-Pedana

.....cm

Neccessaria e non regolabile
con pedana saldata

HAP Altezza Anteriore Pedana

.....cm

HPP Altezza Posteriore Pedana

.....cm

AP Distanza Asse-Centro Pedana

.....cm

misurata dall' esterno dell' asse
al centro della pedana

10. Ruote

Ruote Anteriori ☐ 86 mm ☐ 72 mm

Ruote Posteriori ☐ Ruote 36 raggi standard
☐ Ruote spinergy (colore.....)

Corrimano ☐ Titanio (6 alette standard / 12-28")
☐ Acciaio elettrolucidato (6 alette standard)

Coperture ☐ IRC rosse
☐ Kenda grigie

11. Cinghie

☐ Cinghia bacino in PVC Lunghezzacm (fibbia H8)


Larghezzacm (H10)

☐ Cinghia PelviLoc 45°
☐ solo predisposizione

PelviLoc ☐ Cinghia gambe PelviLoc
☐ solo predisposizione

☐ Doppia PelviLoc (coscia e ginocchio)
☐ solo predisposizione

Montaggio ☐ Asola U
sul telaio (indicare posizione)



12. Accessori

Cuscino in poliuretano h: ☐ 3 cm ☐ 5 cm ☐ 7 cm ☐ 10 cm
densità 75 shore ☐ morbido ☐ medio ☐ duro

Borsa portaruote ☐ Borsa per due ruote: singola
☐ Borsa per 4 ruote 24-26: doppia ☐ Borsa per 4 ruote 26-28: doppia