

Ordine N° _____ Preventivo
 Data _____ Firma _____
 Rif. cliente _____ Peso Kg _____

PAG. 1/2
 gennaio 2022




Rivenditore

Riferimento Codici	NOMENCLATORE	TARIFFARIO
Carrozzina pieghevole 12.21.06.036	Spostamento forcelle ruote anteriori	12.24.21.112
Struttura leggera 12.24.03.121	Estrazione rapida ruote posteriori	12.24.21.106
Bracciolo ridotto per tavolo 12.24.06.172	Spostamento perni ruote posteriori	12.24.21.109
Schienale prolungato 12.24.06.157	Nr. Repertorio DM: 66025/R	

Legenda
 di serie ○ accessori con magg.
 ◇ accessori a N.T. ☆ accessori a listino
 ▲ accessori a N.T. con maggiorazione

ARIEL



L Larghezza Sedile	<input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36
P Profondità Sedile	<input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36
HS Altezza Schienale	<input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 27 <input type="checkbox"/> 29 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 39
HA Altezza Sedile Anteriore (con misura MAX ruotine anteriori)	<input type="checkbox"/> 38(ra80max) <input type="checkbox"/> 39(ra100max) <input type="checkbox"/> 40(ra125max) <input type="checkbox"/> 42(ra150max) <input type="checkbox"/> 45(ra175max) <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 44(ra150max) <input type="checkbox"/> 46(ra175max)
HP Altezza Sedile Posteriore NB: Ruote posteriori da 20" (per min.HP 34-max HP 43) 22" (per min.HP 36- max HP 45) 24" (per min.HP 38- max HP 48)	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48
DP Distanza Sedile Pedana	<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 27 <input type="checkbox"/> 29 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 43 cm

Colore telaio Nero opaco Rosso perlato Giallo pastello ①
 Azzurro Cielo Blu metallizzato Rosa metallizzato
 Arancio FLUO Verde FLUO
 (vedi catalogo "Colori")

Rivestimento ②
 Nylon tensionabile
 Tessuto traspirante tens.
 Senza telo schienale, per s.posturale:
 ☆ **SAMEKH** (scheda a parte)
 ☆ altro schienale posturale:.....

Colore rivestimento ③
 (solo rivestimento nylon)
 Nero Azzurro
 Rosso Verde
 Bluette Arancio

Pedane non estraibili ④
 (Freno a tiro obbligatorio per P<30cm)
 Pedane estraibili
 (Freno a tiro obbligatorio)
 Con anteriore addotto e pedane non estraibili
 (previa autorizzazione tecnica)
 Con anteriore addotto e pedane estraibili
 (previa autorizzazione tecnica)
 (Freno std a partire da P32cm)

Separata in profilo di alluminio ⑤
 (da DP17 a DP31 cm pedana montata sul telaio)
 (per L24-26-28cm si raccomanda pedana unica)

 ◇ Cinturini fermapiedi

Unica in profilo di alluminio ⑥
 (da DP17 a DP31 cm pedana montata sul telaio)

 ◇ Cinturini fermapiedi

Campanatura ruote posteriori ⑦
 0° 1° 3° 5°

Salva abiti
 Plastica
 Alluminio curvo in tinta

Bracciolo a "T" regolabile in altezza, integrato nella spondina in plastica

Appoggiagomito
 Classico (lungo 23 cm)
 Classico (lungo 30 cm)
 Dritto (lungo 26 cm)

▲ **Bracciolo a "T" regolabile in altezza, integrato nella spondina in alluminio** ⑨

Appoggiagomito
 Classico (lungo 23 cm)
 Classico (lungo 30 cm)
 Dritto (lungo 26 cm)

○ **Bracciolo a "L" regolabile in altezza da 22 cm a 28 cm estraibile e ribaltabile** ⑩

Appoggiagomito
 Tubolare
 Dritto (lungo 26 cm)
 Classico (lungo 23 cm)
 Classico (lungo 30 cm)

Ruote posteriori ⑫
 24" (36 raggi) * * R24": Solo con P=36 o 34 cm
 22" (36 raggi)
 20" (36 raggi)
 24" Light (24 raggi) *
 22" Light (24 raggi)
 20" Light (20 raggi)
 12" (300) pneumatiche (**)
 12" (300) piene (**)
 (***) previa autorizzazione tecnica
Coperture
 Pneum. HP scolpite 22"/24"
 Pneum. alta press. lisce 20"/22"/24"
 Piene
 Marathon Plus 22" o 24"

Corrimano ⑬
 Alluminio chiaro
 Acciaio cromato 24"
 Alluminio scuro
 Gommato (a fusione)
 Carbolife Curve L 24" neri **
 Carbolife GEKKO neri 24" **
 ☆ Copricorr. in silicone
 ** solo ruote Light 24"


Copriraggi ⑭
 ☆ Trasparenti
 ☆ Neri
 ☆ Fantasia
 codice:
 (vedi catalogo copriraggi fantasia)
 ☆ Fantasia con nome personalizzato
 " "
 (vedi catalogo copriraggi fantasia)

Ruotine anteriori ⑮
 80 (3") piene cerchio plastica
 80 (3") piene con luci
 100 (4") piene cerchio plastica
 100 (4") piene con luci
 100 (4") piene cerchio all.
 125 (5") piene cerchio plastica
 125 (5") piene cerchio all.
 125 (5") piene con luci
 150 (6") pneumatiche
 150 (6") piene
 175 (7") piene
 175 (7") pneumatiche


Rivenditore

Maniglie di spinta (17)


Fisse




Regolabili in altezza dritte



Regolabili in altezza abdotte



Con ruotine per passaggi stretti **




Posteriori curvi (senza ruotine per passaggi stretti)




In caso di ruote da 300, da verificare tecnicamente il posteriore possibile
 ** Ruotine passaggi stretti non compatibili con ruote da 300

Monoguida (21)
 (solo con campanatura 0°)
 (solo ruote 22" o 24")



◇ Destra
 ◇ Sinistra

Prolunga passo (22)



Sbilanciamento (20)

Destro Destro
 Sinistro Sinistro
 (Solo con posteriore curvo)

Antiribaltamento


Dx
 Sx
 ☆ Dx e Sx

Antiribaltamento girevole (solo con posteriori curvi)

Dx
 Sx
 ☆ Dx e Sx


Appoggiatesta (23)

A telino




☆ Regolabile in altezza

Sagomato



△ Regolabile in altezza


Orbitale



△ Sagomato △ Avvolgente

Specificare le dimensioni "h" & "d" dove richiesto
 Standard: h = 15 cm d = 10 cm
 h = cm d = cm


Divaricatore (24)



◇ 1 ◇ 3 ◇ 5 ◇ 7 cm
 ◇ cm

Scegliere o specificare l'altezza dal telo sedile

Spinte Laterali Swing Away Apribili (25)



◇ DX
 ◇ SX
 Specificare l'altezza "h"

Set anodizzato (27)
 (Cerchi ruote post., mozzi e forcelle)

Nero
 Argento
 Azzurro
 Rosso
 Arancio
 Viola ciclamino

(Solo ruote Light)

Tavolino (26)

△ Trasparente
 △ Morbido imbottito

specificare il tipo di attacco:
 singolo doppio
 (Solo con braccioli)

Cuscino foderato (28)
 in poliuretano espanso



☆ Altezza 3 cm
 ☆ Altezza 5 cm

Freni (29)

Classici leva corta (a partire da P32cm)
 Classici leva corta a tiro
 Classici leva lunga
 Integrati nel salva abiti
 Monofreno destro
 Monofreno sinistro
 A tamburo
 Classici + a tamburo

Opzioni

- 30 Velcro universale (M+F)
- 31 Velcro "M" (uncino) sul sedile
- 32 Velcro "M" per VICAIR
- 33 Velcro "F" (asola) sul sedile
- 34 Pattina di unione sedile-schienale
- 35 ◇ Cuscino rigido imbottito
- 36 ◇ Bretellaggio
- 37 ◇ Divaricatore a fasce
- 38 ◇ Divaricatore a fasce
- 39 △ Doppia crociera *
- 40 ☆ Barra tenditrice
- 41 ☆ Pompette per pneumatici
- 42 ☆ Cintura pelvica a 45°
- 43 ☆ Cintura pelvica imb. a 45°
- 44 ☆ Zainetto nero
- 45 ☆ Portaombrellone
- 46 ☆ Protezioni anteriori (* previa autorizzazione tecnica)

Note

Prodotti correlati:

- Cuscino posturale Vicair
- Schienale posturale Samekh
- Schienale posturale Nxt