

Ordine N° \_\_\_\_\_  Preventivo  
 Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
 Rif. cliente \_\_\_\_\_ Peso Kg \_\_\_\_\_

PAG. 1/2  
 gennaio 2022



Rivenditore

www.offcarr.com · commerciale@offcarr.com · F +39 049 9325734 · T +39 049 9325733 · F +39 049 9325733 · Via dell'Artigianato II, 29, 35010, Villa del Conte (Padova), Italia · Mod. OFEURR11-IT - inviare a: OFFCARR srl

Riferimento Codici	NOMENCLATORE TARIFFARIO	Legenda
Carrozzina pieghevole 12.21.06.039 Struttura leggera 12.24.03.121 Bracciolo ridotto per tavolo 12.24.06.172 Doppia crocera 12.24.03.118	Spostamento forcelle ruote anteriori 12.24.21.112 Estrazione rapida ruote posteriori 12.24.21.106 Spostamento perni ruote posteriori 12.24.21.109 Nr. Repertorio DM: 65938/R	<input type="checkbox"/> di serie <input checked="" type="checkbox"/> accessori a N.T. <input checked="" type="checkbox"/> accessori a N.T. con maggiorazione <input type="checkbox"/> accessori con magg. <input checked="" type="checkbox"/> accessori a listino

# EUROPA

L Larghezza Sedile <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input checked="" type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50	<b>Quantità</b>  Nr. .... pezzi
P Profondità Sedile <input type="checkbox"/> 38 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44	
HS Altezza Schienale <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 43	
HA Altezza Sedile Anteriore <input type="checkbox"/> 48 <input checked="" type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52	
HP Altezza Sedile Posteriore <input type="checkbox"/> 45 <input checked="" type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 50	
DP Distanza Sedile Pedana <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 49 cm	

<b>Colore telaio</b> ① <b>Grigio metallizzato</b>	<b>Rivestimento</b> ② <input type="checkbox"/> Nylon <input type="checkbox"/> Nylon tensionabile <input type="checkbox"/> Tessuto traspirante-tens. <input type="checkbox"/> Senza telo schienale
--	---

<input type="checkbox"/> <b>Pedane estraibili con predellino in plastica e fermatalloni</b> ③  ◇ Cinturini fermapièdi	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pedane estraibili elevabili con predellino in plastica e fermatalloni</b> ④ (solo P = 38 o 40 cm)  ◇ Cinturini fermapièdi	<b>Monoguida</b> ⑤ (solo con ruote 24" o 22")  ◇ Destra ◇ Sinistra
---	---	--

### Caratteristiche

Telaio pieghevole in alluminio;  
 Doppia crociera in alluminio;  
 Tele nere in nylon ignifugo;  
 Estrazione rapida ruote posteriori;  
 Predellini regolabili in flessione-estensione;  
 Fermatalloni;  
 Piastra porta-ruota posteriore regolabile;  
 Piastra porta-forcella anteriore regolabile in inclinazione;  
 Schienale regolabile in altezza;  
 Pedalini di sbilanciamento;  
 Peso in configurazione 40x40x37cm: 15,9 kg.

<input type="checkbox"/> <b>Bracciolo ridotto per tavolo estraibile e ribaltabile h 22 cm</b> ⑥  <input type="checkbox"/> Chiuso <input type="checkbox"/> Aperto con salvabiti <b>Appoggiamito</b> <input type="checkbox"/> Classico (lungo 23 cm) <input type="checkbox"/> Diritto (lungo 26 cm) <input type="checkbox"/> Emiplegico DX <input type="checkbox"/> Emiplegico SX	<input type="checkbox"/> <b>Bracciolo a "U" estraibile e ribaltabile h 22 cm</b> ⑦  <input type="checkbox"/> Chiuso <input type="checkbox"/> Aperto con salvabiti <b>Appoggiamito</b> <input type="checkbox"/> Diritto (lungo 26 cm) <input type="checkbox"/> Diritto (lungo 36 cm) <input type="checkbox"/> Emiplegico DX <input type="checkbox"/> Emiplegico SX	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Bracciolo regolabile in altezza estraibile e ribaltabile (solo chiuso)</b> ⑧  <b>Appoggiamito</b> <input type="checkbox"/> Classico (lungo 23 cm) <input type="checkbox"/> Classico (lungo 30 cm) <input type="checkbox"/> Diritto (lungo 26 cm) <input type="checkbox"/> Diritto (lungo 36 cm) <input type="checkbox"/> Emiplegico DX <input type="checkbox"/> Emiplegico SX
---	---	--

<b>Ruote posteriori</b> ⑨ <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 20" <b>Coperture</b> <input type="checkbox"/> Pneum. scolpite <input type="checkbox"/> Piene	<b>Corrimano</b> ⑩ <input type="checkbox"/> Alluminio chiaro <input type="checkbox"/> Gommato (a fusione) ☆ Copricorr. in silicone	<b>Copriraggi</b> ⑪ ☆ Trasparenti ☆ Neri ☆ Fantasia codice: ..... (vedi catalogo copriraggi Fantasia)	<b>Ruotine anteriori</b> ⑫ <input type="checkbox"/> 150 (6"x1.3/8) piene <input type="checkbox"/> 150 (6"x1.1/4) pneum. <input type="checkbox"/> 175 (7"x1) piene <input type="checkbox"/> 175 (7"x1.3/4) pneum. <input type="checkbox"/> 175 (7"x1.3/4) piene
---	---	--	---

### Opzioni

17  Velcro "M" (uncino) sul sedile  
 18  Velcro "F" (asola) sul sedile  
 19  Pattina di unione sedile-schienale  
 20  Cuscino rigido imbottito  
 21  Bretellaggio  
 22  Cintura pettorale  
 23  Divaricatore a fasce  
 24  Tasca portacateteri  
 25  Schienale con snodo  
 26 ☆ Dx ☆ Sx Portastamp.sing.  
 27 ☆ Dx ☆ Sx Portastamp.dopp.  
 28 ☆ Pompetta per pneumatici  
 29 ☆ Cintura pelvica a 45°  
 30 ☆ Cintura pelvica imb. a 45°  
 31 ☆ Zainetto nero  
 32 ☆ Portaombrello  
 33 ☆ Cuscino foderato h 3cm  
 34 ☆ Cuscino foderato h 5cm

<input type="checkbox"/> <b>Prolunga passo</b> ⑬ (solo HP=47 o 50 cm) 	<b>Tavolo (solo con braccioli)</b> ⑭ △ Trasparente * △ In plastica grigia △ Morbido imbottito * △ Dx △ Sx Trasp. Emiplegico (non con braccioli reg. in h) * in caso di L50cm, tavolo XL Specificare tipo di attacco <input type="checkbox"/> Singolo <input type="checkbox"/> Doppio (Doppio attacco obbligatorio con braccioli regolabili in altezza)	<b>Antiribaltamento</b> ⑮ (solo HP=47 o 50 cm)  <input type="checkbox"/> Destro <input type="checkbox"/> Sinistro	<input type="checkbox"/> <b>Ruotine passaggi stretti</b> ⑯  <input type="checkbox"/> Non montare ruotine passaggi stretti
--	--	---	---

**Prodotti correlati:**  Cuscino posturale Vicair  Schienale posturale Vicair  Schienale posturale Nxt

**Note** \_\_\_\_\_