

Ordine N° \_\_\_\_\_  Preventivo  
 Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
 Rif. cliente \_\_\_\_\_ Peso Kg \_\_\_\_\_

Rivenditore

PAG. 1/2  
gennaio 2022




Riferimento Codice NOMENCLATORE TARIFFARIO  
 Carrozzina pieghevole superleggera 12.21.06.060  
 Schienale regolabile in inclinazione 12.24.06.163  
 Nr. Repertorio DM: QPX-AL 1516907/R QPX-TI 1516895/R

**Legenda**

- di serie       accessori con maggiorazione  
 accessori a listino       accessori a N.T. con maggiorazione

**QPX  
CON ASSE  
REGOLABILE**



cm

**ALLUMINIO**

**TITANIO**

- L Larghezza sedile       34    36    38    40    42    44  
 P Profondità sedile       36    38    40    42    44    46  
 HS Altezza schienale       27    29    31    33    35    37    39    41  
 HA Altezza sedile anteriore       46    48    50  
 HP Altezza sedile posteriore       40    42    44    46    48  
 DP Distanza sedile/pedana       37    39    41    43    45    47    49

**Colore telaio**

①

- Nero lucido       Nero opaco  
 Bianco perlato  
 Titanio lucido (SOLO per QPX-TI)  
 Titanio naturale (SOLO per QPX-TI)  
 ..... (vedi catalogo "Colori")  
 ..... (colori FLUO)

**Rivestimento schienale**

②

- Schienale in nylon tensionabile  
 Schienale in tessuto traspirante  
 Senza telo schienale (per schienale posturale)  
 Schienale posturale: ☆ **SAMEKH** (scheda a parte)  
 ☆ altro .....


**Colore rivestimenti**

③

- Nero (std) sia sedile in nylon avitato sia rivestimento schienale (nylon o traspirante)  
 Colore per telo sedile e schienale in Nylon tens. disponibili: arancio, rosso, verde, bluette, azzurro  
 Colore per schienale traspirante disponibili: rosso, verde dry, grigio

**A chiusura automatica regolabile in inclinazione in carbonio**


④



- Cinturini fermapiedi

**Maniglie schienale**


⑤



- Senza maniglie       Standard       Regolabili in altezza       Maniglie a scomparsa

**Distanza tra centro mozzo e schienale (std 5-11)**


⑥



- 9 cm (standard)       7 cm  
 3 cm       11 cm  
 5 cm       13 cm

**Inclinazione schienale (regolabile)**


⑦



- 89°  
 91° (standard)  
 93°

**Angolo anteriore**

⑧



- 83° (standard) (A = 16 cm)  
 75° (A = 23 cm)

**Campanatura ruote posteriori**

⑨

- 1°       2°  
 3°       4°

**Salva abiti**

⑩



- Fisso con ala in fibra di carbonio



- Estraibile con ala in fibra di carbonio




- Fisso con carbonio dritto



- Estraibile con carbonio dritto

**Bracciolo a "L" regolabile in altezza da 22cm a 28cm estraibile e ribaltabile**

⑪




**Appoggiatesta**

- Tubolare  
 Dritto (lungo 26 cm)  
 Classico (lungo 23 cm)  
 Classico (lungo 30 cm)

**Freni**

⑫




- Pieghevoli composite  
 A scomparsa



- Standard  
 Standard a tiro

**Antiribaltamento girevole**

⑬



- Destro  
 Sinistro

Note

Rivenditore

**Ruote Posteriori** (14)

- 24" Ultralight (24 raggi) nere
- 24" Light (24 raggi)
- 24" Star 6x3 (18 raggi) nere o argento
- 24" (36 raggi)
- 24" Mountain-bike nere (c/cop.Citybike)
- 24" Mountain-bike nere (c/cop.Offroad)
- 24" 3 razze in CARBONIO
- 24" Spinergy
- colore raggi Spinergy.....Nero(std)
- 25" Spinergy
- colore raggi Spinergy.....Nero(std)
- 25" Light (24 raggi) nere

**Coperture**

- Pneum. Marathon Plus 24"/25"
- Pneum. alta pressione Lisce 24"/25"
- Pneum. alta pressione Scolpite 24"
- Pneum. Schwalbe Right Run 24"
- Piene 24" non disponibili su ruote Ultralight nere

**Corrimano** (15)

- Alluminio chiaro
- Alluminio scuro
- Acciaio cromato 24"
- Titanio
- Gommato (a fusione)
- CL CURVE L 24" neri
- CL CURVE L TetraGrip gomm.24"
- CL QUADRO gommati neri 24"
- CL GEKKO 24" neri
- ☆ Copricorr. in silicone

CarboLife: solo Gekko disponibili con ruote Star 6x3  
 CarboLife: non disponibili con ruote Mountain bike

**Copriraggi** (16)

- ☆ Trasparenti 24"
- ☆ Neri 24"
- ☆ Fantasia 24"
- codice: .....
- (vedi catalogo copriraggi Fantasia)

**Set anodizzato** (18)


(Cerchi e mozzi ruote posteriori LIGHT, forcelle e accessori)

- Nero (std)
- Argento
- Azzurro
- Rosso
- Arancio
- Viola ciclamino

**Ruote anteriori** (17)

- 80 (3") piene L 25 mm
- 80 (3") piene con luci L 25 mm
- 100 (4"x1.1/4) nere piene cerchio plastica
- 100 (4"x1) piene con luci
- 100 (4"x1.1/4) piene cerchio all. L 32 mm
- 125 (5"x1.1/4) nere piene cerchio plastica
- 125 (5"x1.1/4) piene cerchio all. L 32 mm
- 125 (5"x1) piene con luci
- 150 (6") pneumatiche
- 150 (6") piene nere

**Tasca sedile** (19)




- Tasca sotto al sedile

**Cuscino foderato in poliuretano espanso** (20)




- Altezza 3 cm
- Altezza 5 cm

**ANTERIORE A Y** (standard)



**ANTERIORE DRITTO** (21)



(scelta obbligatoria per larghezza seduta 34cm)

**Options**

- 22  Velcro "M" (uncino) sul sedile
- 23  Velcro "M" per VICAIR
- 24  Velcro "F" (asola) sul sedile
- 25  Velcro universale (M+F)
- 26  Tasca portacatetere
- 27  Pompetta per pneumatici
- 28  Cintura pelvica a 45°
- 29  Cintura pelvica imbottita a 45°
- 30  Zainetto nero
- 31  Portaombrello
- 32  Protezioni anteriori

**Note**