

Timbro Rivenditore

Data:

Preventivo

Numero d'ordine:

Rif. Utente:

2022 · Firma

Riferimento codice NOMENCLATORE TARIFFARIO

Carrozzina a telaio fisso superleggera 12.21.06.060

Schienale regolabile in inclinazione 12.24.06.163

N° repertorio DM 1997657

Legenda

- opzione standard** (default)
- opzione senza maggiorazione

- opzione con maggiorazione
- accessorio a N.T. con event.maggiorazione

1. MISURE (cm)

L Larghezza Sedile 34 36 38 40 42 44 46

P Profondità Sedile 34 36 38 40 42 44 46 48

H Altezza Schienale 27 29 31 33 35 37 39

HA Altezza Sedile Anteriore 40 42 44 46 48 50 52

HP Altezza Sedile Posteriore 37 38 39 40 41 42 43
 44 45 46 47 48 49 50

DP Distanza Sedile Pedana 35 37 38 39 40 41 42
 43 44 45 46 47 48 49

2. TELAIO

Anteriore

a "V" (solo pedana chiusa reg. in inclinazione)

Dritto





Pedana

Chiusa, nera, reg. in inclinazione, piatto in fibra di carbonio

Aperta, nera

(disponibile solo con anteriore dritto)



Chiusa in carbonio (disponibile solo con anteriore dritto)

Maniglie di spinta

Senza maniglie di spinta

Maniglie fisse




Maniglie reg. in altezza

Maniglie a scomparsa




Angolo anteriore telaio



- 90° (def.) A=16 cm
- 95° A=22 cm



Archetto schienale



- Default** (P 7.5 cm, H 19 cm, dia 19 mm)
- Personalizzato

P cm
 H cm
 dia cm

THEMIS
 pagina 1/2



3. COLORI

Colore telaio

- Nero opaco
- Nero lucido
- Blu metallizzato
- Grigio metallizzato
- Altro colore: . (vedi catalogo "colori")
- Fumo di Londra opaco
- Blue Klein opaco
- Verde fluo
- Arancio fluo

Particolari colorati:

EAR come il telaio

Elemento Anteriore Regolabile: portaforcelle anteriori

Altro colore:

Porta spondina come il telaio

Il caratteristico elemento "a fiamma"

Altro colore:

Set anodizzato


- Nero**
- Argento
- Azzurro

forcella ed eventualmente mozzo e cerchio con ruote Light 24"

- Rosso
- Arancio
- Viola ciclamino

4. ASSETTO

Distanza fra centro del mozzo e schienale




RANGE 1

- 5 cm
- 7 cm
- 9 cm (def.)**
- 11 cm
- 13 cm
- 15 cm

RANGE 2

- 0 cm
- 2 cm
- 4 cm
- 6 cm
- 8 cm
- 10 cm

Inclinazione schienale (regolabile)




- 89°
- 91° (def.)**
- 93°

Campanatura ruote posteriori

- 1°
- 2°
- 3°
- 4°

Antiribaltamento girevole



- Destro
- Sinistro

